

Equipo de Pulido EQ-PUL

El estado de las piezas de platino para la elaboración de perlas tiene una gran influencia en el resultado final del análisis por XRF. Además de mejorar y facilitar los tiempos de preparación de muestras.

Equilab presenta el Equipo de Pulido EQ-PUL, especialmente diseñado para ofrecer una firme sujeción de las diferentes piezas para su posterior lijado y pulido. Esta unidad tiene la capacidad de aplicar hasta 8 velocidades de giro seleccionables. Es un instrumento pequeño, fácil de usar y muy versátil.





El equipo se entrega con un kit inicial de trabajo que incluye el material necesario para trabajar con el de inmediato. La versatilidad y bajo coste del Equipo de Pulido EQ-PUL lo señalan como una herramienta imprescindible para el adecuado mantenimiento de sus piezas de platino.

Especificaciones Técnicas:

Prospecto: Usuarios de instrumental de Platino

Velocidades:	<ul style="list-style-type: none"> • 400 rpm • 600 rpm • 800 rpm • 1200 rpm • 1500 rpm • 2000 rpm • 2500 rpm • 3000 rpm
--------------	---

Accesorios:	10 lijas de pulido de grano 500 10 lijas de pulido de grano 1000 10 lijas de pulido de grano 1500 10 lijas de pulido de grano 2500 500 ml de líquido de pulido de 3 μ m 500 ml de líquido de pulido de 6 μ m 500 ml de líquido de pulido de 14 μ m 3 paños de pulido de 400 x 300 mm
-------------	---

Potencia del motor:	150W
---------------------	------

Alimentación:	220V/100W
---------------	-----------

Dimensiones:	Altura:	550 mm
	Anchura:	220 mm
	Profundidad:	255 mm

Peso aproximado:	11 kg
------------------	-------